

# KERN SFB-A01

# KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts

Versandgewicht 3,2 kg

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Material Plattform	Edelstahl
Auswertegerät Kabellänge	3 m
Stativhöhe	600 mm
Stativ neigbar	✓

## Funktionen

IP-Schutz - Plattform	kein IP-Schutz
-----------------------	----------------

## Energieversorgung

Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang	EURO UK US CH
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO AUS UK US CH

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	130×720×170 mm
Nettogewicht	0,38 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,40 kg
Bruttogewicht ca.	1,8 kg