

KERN SFE-A01

KERN

Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia
Gruppo di prodotti	Stativo

Design

Stativo altezza	200 mm
Stativo inclinabile	✓

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	195×250×85 mm
Peso netto	0,62 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,65 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,8 kg

Pittogrammi

STANDARD

