

KERN SFE-A02

KERN

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

Bauform

Stativhöhe	400 mm
Stativ neigbar	✓

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	440×180×95 mm
Nettogewicht	0,81 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,85 kg
Bruttogewicht ca.	1,2 kg
Versandgewicht	1,5 kg

Piktogramme

STANDARD

