

# KERN SFE-A03

**KERN**

Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Stativ

## Bauform

Stativhöhe	600 mm
Stativ neigbar	✓

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×640×148 mm
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	3,4 kg

## Piktogramme

STANDARD

