

KERN 307-01

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 1 g, Knopf, Edelstahl poliert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-231
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-231

Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0016
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,01 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6900
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	9600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×6 mm
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg