

KERN 307-01

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 1 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-231
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-231

Pictogrammen

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g
Testgewicht - volume (cm ³)	0,125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0016
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,01 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6900
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	9600
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg