

KERN 307-02

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 2 g, Knopf, Edelstahl poliert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-232
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-232

Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	2 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0031
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,012 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7270
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8890
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×10 mm
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×10 mm
Nettogewicht	0,002 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg