

KERN 307-02

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 2 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-232 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-232 |

Pictogrammen

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML E1 |
| Productfamilie | 307 |

Meetsysteem

| | |
|---|----------|
| Testgewicht - nominale waarde | 2 g |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 0,25 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 0,0031 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 0,012 mg |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) | 7270 |
| Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML) | 8890 |
| Testgewicht OIML klasse | E1 |

Ontwerp

| | |
|------------------|---------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (Ø×H) | 6×10 mm |
| Materiaal | Roestvrij staal gepolijst |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 6×6×10 mm |
| Nettogewicht | 0,002 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |