

# KERN 307-03

**KERN**

Peso singolo, classe OIML E1, 5 g, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato



Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-233
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-233

## Pittogrammi

## OPTION

DAkkS  
+3 DAYS

## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	307

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	0,625
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,0078
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,016 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7620
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8420
Peso di calibrazione OIML classe	E1

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	8×15 mm
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	8×8×15 mm
Peso netto	0,005 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg