

KERN 307-03

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 5 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	963-233
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-233

Pictogrammen

OPTION

DAkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht - volume (cm ³)	0,625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0078
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,016 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7620
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8420
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	8×15 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×15 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg