

# KERN 307-03

**KERN**

Peso individual, Classe OIML E1, 5 g, Botão, Aço inox polido



## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 963-233

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-233

## Pictogramas

### OPTION

DAkkS  
+3 DAYS

## Categoria

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Marca                | KERN            |
| Categoria de produto | Peso individual |
| Grupo de produto     | OIML E1         |
| Família de produto   | 307             |

## Sistema de medição

|   |          |
|---|----------|
| Peso de teste - valor nominal                       | 5 g      |
| Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )           | 0,625    |
| Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> ) | 0,0078   |
| Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)    | 0,016 mg |
| Peso de teste - densidade [min] (OIML)              | 7620     |
| Peso de teste - densidade [Max] (OIML)              | 8420     |
| Peso de teste OIML classe                           | E1       |

## Desenho

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Forma de construção peso | Botão           |
| Dimensões (Ø×A)          | 8×15 mm         |
| Material                 | Aço inox polido |

## Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N)          | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 8×8×15 mm             |
| Peso líquido                   | 0,005 kg              |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 0,05 kg               |
| Peso bruto aprox.              | 0,05 kg               |
| Peso de envio                  | 0,1 kg                |