

KERN 307-04

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 10 g, Knopf, Edelstahl poliert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-234
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-234

Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	10 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0313
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,025 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7840
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8170
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	13×22 mm
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×22 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg