

KERN 307-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 10 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-234
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-234

Pictogrammen

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht - volume (cm ³)	2,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0313
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,025 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7840
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8170
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×22 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×22 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg