

KERN 307-04

KERN

Peso individual, Classe OIML E1, 10 g, Botão, Aço inox polido



Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 963-234

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-234

Pictogramas

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	10 g
Peso de teste - volume (cm ³)	2,5
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0313
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,025 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7840
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8170
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	13×22 mm
Material	Aço inox polido

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	13×13×22 mm
Peso líquido	0,02 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg