

# KERN 307-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 20 g, Knopf, Edelstahl poliert



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-235
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-235

## Piktogramme

## OPTION

**DAkkS**  
**+3 DAYS**

## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 g
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,025 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7840
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8170
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	13×22 mm
Material	Edelstahl poliert

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×22 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg