

# KERN 307-05

**KERN**

Poids individuel, Classe OIML E1, 20 g, Bouton, Inox poli



## Services

Numéro d'article pour étalonnage  
DAkkS 963-235

Numéro d'article pour écart positif  
garanti 921-235

## Pictogrammes

## OPTION

DAkkS  
+3 DAYS

## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	307

## Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	20 g
Poid de contrôle - volume (cm <sup>3</sup> )	2,5
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,025 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	7840
Poid de contrôle - Densité [Max] (OIML)	8170
Poid de contrôle OIML classe	E1

## Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (Ø×H)	13×22 mm
Matériau	Inox poli

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	13×13×22 mm
Poids net	0,02 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg