

KERN 307-05

KERN

Peso singolo, classe OIML E1, 20 g, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato



Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-235
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-235

Pittogrammi

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	307

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0313
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,025 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7840
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8170
Peso di calibrazione OIML classe	E1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	13×22 mm
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×22 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg