

KERN 307-06

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 50 g, Knopf, Edelstahl poliert

KERN



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-236
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-236

Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	6,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0781
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,03 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7920
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8080
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×28 mm
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×28 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg