

KERN 307-06

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 50 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-236
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-236

Pictogrammen

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	50 g
Testgewicht - volume (cm ³)	6,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0781
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,03 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7920
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8080
Testgewicht OIML klasse	E1

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	18×28 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	18×18×28 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg