

KERN 307-07

KERN

Poids individuel, Classe OIML E1, 100 g, Bouton, Inox poli



Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-237

Numéro d'article pour écart positif garanti 921-237

Pictogrammes

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	307

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	100 g
Poid de contrôle - volume (cm ³)	12,5
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,1563
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,05 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	7934
Poid de contrôle - Densité [Max] (OIML)	8067
Poid de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (Ø×H)	22×38 mm
Matériau	Inox poli

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	22×22×38 mm
Poids net	0,1 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,10 kg
Poids brut env.	0,10 kg
Poids d'expédition	0,1 kg