

KERN 307-07

KERN

Peso singolo, classe OIML E1, 100 g, Pulsante, Acciaio inossidabile lucidato



Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-237
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-237

Pittogrammi

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E1
Famiglia di prodotti	307

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	12,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,1563
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,05 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7934
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8067
Peso di calibrazione OIML classe	E1

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	22×38 mm
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	22×22×38 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg