

# KERN 307-07

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E1, 100 g, Knop, Roestvrij staal gepolijst



## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-237
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-237

## Pictogrammen

## OPTION

DAkkS  
+3 DAYS

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E1
Productfamilie	307

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	12,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,1563
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,05 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7934
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8067
Testgewicht OIML klasse	E1

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	22×38 mm
Materiaal	Roestvrij staal gepolijst

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×38 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg