

KERN 307-07

KERN

Peso individual, Classe OIML E1, 100 g, Botão, Aço inox polido



Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 963-237

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-237

Pictogramas

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	100 g
Peso de teste - volume (cm ³)	12,5
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,1563
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,05 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7934
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8067
Peso de teste OIML classe	E1

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	22×38 mm
Material	Aço inox polido

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	22×22×38 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg