

KERN 307-08

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E1, 200 g, Knopf, Edelstahl poliert



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	963-238
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-238

Piktogramme

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E1
Produktfamilie	307

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	200 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,3125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,1 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7934
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8067
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E1

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	28×47 mm
Material	Edelstahl poliert

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×47 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg