

KERN 307-08

KERN

Poids individuel, Classe OIML E1, 200 g, Bouton, Inox poli



Services

Numéro d'article pour étalonnage
DAkkS 963-238

Numéro d'article pour écart positif
garanti 921-238

Pictogrammes

OPTION

DAkkS
+3 DAYS

Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML E1
Famille de produits	307

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	200 g
Poid de contrôle - volume (cm ³)	25
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,3125
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,1 mg
Poid de contrôle - Densité [Min] (OIML)	7934
Poid de contrôle - Densité [Max] (OIML)	8067
Poid de contrôle OIML classe	E1

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (Ø×H)	28×47 mm
Matériau	Inox poli

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	28×28×47 mm
Poids net	0,2 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,20 kg
Poids d'expédition	0,2 kg