

# KERN 307-08

**KERN**

Peso individual, Classe OIML E1, 200 g, Botão, Aço inox polido



## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 963-238

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-238

## Pictogramas

### OPTION

DAkkS  
+3 DAYS

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E1
Família de produto	307

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	25
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,3125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,1 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7934
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8067
Peso de teste OIML classe	E1

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	28×47 mm
Material	Aço inox polido

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	28×28×47 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envio	0,2 kg