

KERN 317-01

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 1 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-331
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-331
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-331

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	317

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0016
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,03 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	5300
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	16000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×6 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg