

# KERN 317-01

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 1 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-331

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-331

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-331

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0016
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,03 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	5300
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	16000
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	6×6 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg