

KERN 317-02

KERN

Peso individual, Classe OIML E2, 2 g, Botão, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-332
Número do artigo para calibração DAkkS	962-332
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-332

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	317

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	2 g
Peso de teste - volume (cm ³)	0,25
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0031
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,04 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6000
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	12000
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	6×10 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	6×6×10 mm
Peso líquido	0,002 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg