

KERN 317-03

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 5 g, Knopf, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung) | 952-333 |
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-333 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-333 |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML E2 |
| Produktfamilie | 317 |

Messsystem

| | |
|---|---------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 5 g |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 0,625 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 0,0078 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,05 mg |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 6900 |
| Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML) | 9600 |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | E2 |

Bauform

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (Ø×H) | 8×15 mm |
| Material | Edelstahl poliert (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 8×8×15 mm |
| Nettogewicht | 0,005 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |