

KERN 317-03

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 5 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht	0,1 kg
----------------	--------

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-333
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-333
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-333

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht - volume (cm ³)	0,625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0078
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,05 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6900
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	9600
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	8×15 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×15 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg