

KERN 317-04

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 10 g, Knop, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 952-334

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie 962-334

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-334

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	317

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht - volume (cm ³)	1,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0156
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,06 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7270
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8890
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	10×18 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×18 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg