

KERN 317-05

KERN

Peso singolo, classe OIML E2, 20 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-335
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-335
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-335

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	317

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0313
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,08 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7500
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	8570
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	13×22 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×22 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg