

# KERN 317-07

**KERN**

Peso individual, Classe OIML E2, 100 g, Botão, aço inox polido (OIML)



## Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-336
Número do artigo para calibração DAkkS	962-337
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-337

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	317

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	100 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	12,5
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,1563
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,16 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7810
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8210
Peso de teste OIML classe	E2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	22×38 mm
Material	aço inox polido (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	22×22×38 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg