

# KERN 318-01

Milligrammgewicht, E2, 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-351
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-351
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-351

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	0,0004
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,006 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

## Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg