


# KERN 318-01

Milligramgewicht, E2, 1 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-351
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-351
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-351

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 mg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0004
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,006 mg
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	3,5×3,5×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	3,5×3,5×3 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg