

KERN 318-01

KERN

Pesos de miligramas, E2, 1 mg, Plaqueleta, aço inox polido (OIML)



Número do artigo para calibração DAKS 962-351

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-351

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	318

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg
Peso de teste - volume (cm ³)	0,0004
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0001
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,006 mg
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Plaqueleta
Dimensões peso (L×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-351
---	---------