


KERN 318-03

KERN

Milligramgewicht, E2, 5 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-353
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-353
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-353

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 mg
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0019
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0001
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,006 mg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	6×6×3 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	6×6×3 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg