

# KERN 318-05

**KERN**

Milligramgewicht, E2, 20 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-355
Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-355
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-355

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 mg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,0023
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0001
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,01 mg
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	5,5×5,5×2 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	5,5×5,5×2 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg