


KERN 318-07

KERN

Milligrammgewicht, E2, 100 mg, Plättchen, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-357
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-357
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-357

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	318

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0116
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0002
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,016 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	8,5×8,5×4 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8,5×8,5×4 mm
Nettogewicht	0,0001 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg