


KERN 318-07

KERN

Peso di milligrammi, E2, 100 mg, Piastrina, acciaio inossidabile lucidato (OIML)



Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-357
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-357
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-357

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML E2
Famiglia di prodotti	318

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 mg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,0116
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0002
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,016 mg
Peso di calibrazione OIML classe	E2

Design

Struttura peso	Piastrina
Dimensioni peso (L×P×A)	8,5×8,5×4 mm
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	8,5×8,5×4 mm
Peso netto	0,0001 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg