

KERN 318-07

KERN

Milligramgewicht, E2, 100 mg, =ATTRVAL("weightShape"), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	952-357
Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-357
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-357

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	318

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 mg
Testgewicht - volume (cm ³)	0,0116
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0002
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,016 mg
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Plaatje
Afmetingen gewicht (B×D×H)	8,5×8,5×4 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8,5×8,5×4 mm
Nettogewicht	0,0001 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg