

KERN 318-08

KERN

Pesas de miligramos, E2, 200 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación)	952-358
Número de artículo para calibración DAkkS	962-358
Número de artículo para divergencia positiva garantizada	921-358

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	200 mg
Peso de control - volumen (cm ³)	0,0233
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0005
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,02 mg
Peso de control OIML clase	E2

Diseño

Forma constructiva pesa	Plaqueta
Dimensiones peso (A×P×A)	9×9×4 mm
Material	acero inoxidable pulido (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	9×9×4 mm
Peso neto	0,0002 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg