

KERN 318-09

KERN

Pesos de miligramas, E2, 500 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML)



Número do artigo para calibração
DAkKS 962-359

Número do artigo para desvio Plus
garantido 921-359

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	318

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	500 mg
Peso de teste - volume (cm ³)	0,0581
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0011
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,025 mg
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	12×12×4 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	12×12×4 mm
Peso líquido	0,0005 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-359
---------------------------------------------------------------	---------