

KERN 328-05

Pesas de miligramos, F1, 20 mg, Plaqueta, acero inoxidable pulido (OIML)



Servicios

| | |
|---|---------|
| Número de artículo para evaluación de la conformidad (homologación) | 952-455 |
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-455 |
| Número de artículo para divergencia positiva garantizada | 921-455 |

Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Peso individual |
| Grupo de producto | OIML F1 |
| Familia de productos | 328 |

Sistema de medición

| | |
|---|---------|
| Peso de control - valor nominal | 20 mg |
| Peso de control - volumen (cm ³) | 0,0023 |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³) | 0,0001 |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-) | 0,03 mg |
| Peso de control OIML clase | F1 |

Diseño

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Plaqueta |
| Dimensiones peso (A×P×A) | 5,5×5,5×2 mm |
| Material | acero inoxidable pulido (OIML) |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 5,5×5,5×2 mm |
| Peso neto | 0,01 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,05 kg |
| Peso bruto aprox. | 0,05 kg |
| Peso de envío | 0,1 kg |