

KERN 328-06

KERN

Pesos de miligramas, F1, 50 mg, Plateleta, aço inox polido (OIML)



Número do artigo para calibração
DAkKS 962-456

Número do artigo para desvio Plus
garantido 921-456

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F1
Família de produto	328

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 mg
Peso de teste - volume (cm ³)	0,0058
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0001
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,04 mg
Peso de teste OIML classe	F1

Desenho

Forma de construção peso	Plateleta
Dimensões peso (L×P×A)	7,5×6×3 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	7,5×6×3 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-456
---	---------