


KERN 338-01

Milligrammgewicht, F2, 1 mg, Plättchen, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für Konformitätsbewertung (Eichung)	952-451
Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-451
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-451

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	338

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 mg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,0004
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0001
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,06 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Plättchen
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	3,5×3,5×3 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg