

KERN 338-01

KERN

Poids milligrammes, F2, 1 mg, Plaquette, inox poli (OIML)



Numéro d'article pour étalonnage
DAkKS 962-451

Numéro d'article pour écart positif
garanti 921-451

Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Poids individuel
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	338

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 mg
Poid de contrôle - volume (cm ³)	0,0004
Poid de contrôle - incertitude de volume (cm ³)	0,0001
Tolérance admissible selon OIML (+/-)	0,06 mg
Poid de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Forme poid	Plaquette
Dimensions poids (L×P×H)	3,5×3,5×3 mm
Matériau	inox poli (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	3,5×3,5×3 mm
Poids net	0,01 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,05 kg
Poids brut env.	0,05 kg
Poids d'expédition	0,1 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	952-451
---	---------