


KERN 338-01

KERN

Pesos de miligramas, F2, 1 mg, Plaqueleta, aço inox polido (OIML)



Número do artigo para calibração DAKS 962-451

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-451

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	338

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 mg
Peso de teste - volume (cm ³)	0,0004
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0001
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,06 mg
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Plaqueleta
Dimensões peso (L×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	3,5×3,5×3 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-451
---	---------