


KERN 338-03

KERN

Milligramgewicht, F2, 5 mg, =ATTRVAL("weightShape")), roestvrij staal gepolijst (OIML)



Diensten

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-453 |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 962-453 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-453 |

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML F2 |
| Productfamilie | 338 |

Meetsysteem

| | |
|---|---------|
| Testgewicht - nominale waarde | 5 mg |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 0,0019 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 0,0001 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 0,06 mg |
| Testgewicht OIML klasse | F2 |

Ontwerp

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Plaatje |
| Afmetingen gewicht (B×D×H) | 6×6×3 mm |
| Materiaal | roestvrij staal gepolijst (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afleesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 6×6×3 mm |
| Nettogewicht | 0,01 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Brutogewicht ca. | 0,05 kg |
| Verzendgewicht | 0,1 kg |